

# Guanto monouso Comfort in lattice bianco



Guanto medicale da esame, monouso, a 5 dita, non sterile, in lattice di gomma naturale, ambidestro con polsino salva-strappo, senza polvere, colore bianco opacizzato. Alta ergonomicità che permette un uso prolungato senza affaticamento. Superficie interna clorurata, superficie polpastrelli testurizzata che garantisce la massima sensibilità ed una capacità di presa ottimizzata. Disponibile in confezione da 100 pezzi, nelle taglie riportate in tabella sottostante.

## CODICI E TAGLIE

Taglia	Cod. art.
S	<b>21798</b>
M	<b>21799</b>
L	<b>21835</b>
XL	<b>21845</b>

## DETTAGLI COSTRUTTIVI

Dimensioni	XS	S	M	L	XL
Taglia	(5-6)	(6-7)	(7-8)	(8-9)	(9-10)
Lunghezza minima [mm]	240	240	240	240	240
Larghezza [mm]	≤80	80 ±10	95 ±10	110 ±10	≥110
Spessori singoli [mm]	Dito medio		0,08		
	Palmo		0,08		
	Polsino		0,05		
Allungamento a rottura [%]	Prima invecchiamento		650		
	Dopo invecchiamento		500		
Carico di rottura N]	Prima invecchiamento		6,0		
	Dopo invecchiamento		6,0		

## MARCATURA CE E STANDARD DI PRODUZIONE / SICUREZZA

### **Classe I – Dispositivo Medico secondo Regolamento (UE) 2017/745.**

Conforme alle norme:

- EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 EN ISO 15223-1;
- EN 1041;
- EN ISO 20417.

### **Categoria III - Dispositivo di Protezione Individuale secondo Regolamento (UE) 2016/425.**

Conforme alle norme:

- EN ISO 374-1 (Type B), EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5;
- EN 16523-1;
- EN 420 / EN ISO 21420.

AQL:	1.5 secondo norma ISO 2859-1:1999.
Contenuto proteico:	<50 µg/g per guanto secondo norma EN 455-3.
Contenuto residuo di polvere:	<2 mg/per guanto secondo norma EN 455-3.
Test virale:	in conformità con ASTM F1671 e EN ISO 374-5 (ISO 16604).
Test di permeazione dei farmaci chemioterapici:	N/A.
Test di permeazione di sostanze chimiche:	in conformità con EN 16523-1.
Contatto alimentare:	dichiarazione di conformità per contatto alimentare in conformità al Regolamento (CE) n. 1935/2004 e al Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione e Test di migrazione globale in conformità al Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione.
Validità:	3 o 5 anni, dipende dal numero del LOTTO (controllare la confezione).
Istruzioni per la conservazione:	si consiglia di conservare i guanti in luogo asciutto, alla temperatura di 5-35°C e di proteggerli dalla luce solare diretta. Tenere i guanti ad una distanza non inferiore a 1 m da apparecchi riscaldanti, fonti di fuoco e ozono. Non conservare nelle immediate vicinanze di solventi, oli, carburanti e lubrificanti.
Istruzioni per la conservazione:	trasportare in condizioni che garantiscano un adeguato standard igienico, proteggendo il prodotto dallo sporco. Il prodotto non è termolabile: le variazioni delle condizioni di temperatura o umidità nel periodo di trasporto a breve termine non influiscono in alcun modo sull'utilizzabilità del prodotto o sulle sue proprietà o sulla sicurezza d'uso. Il prodotto non necessita di trasporto in condizioni controllate di temperatura e umidità (confermate sulla base di test di invecchiamento accelerato e analisi di rischio).